

THEALOZ® DUO GEL

TREHALOSE 3% HYALURONSYRE 0,15% CARBOMER 0,25%

FUGTER, SMØRER OG BESKYTTER CELLERNE PÅ ØJETS OVERFLADE - GENOPRETTER BALANCEN I TÅREFILMEN

Thealoz Duo Gel® anbefales til moderat til svært tørre øjne, både dag og nat.

Inspirationen kommer fra naturen og det er en effektiv måde at behandle tørre øjne på. Takket være kombinationen af trehalose, hyaluronsyre og carbomer giver gelen ekstra langvarig lindring.

- Trehalose stabiliserer og beskytter hornhindens celler mod udtørring.
- Hyaluronsyre fugter og smører hornhindens overflade.
- Carbomer sikrer, at gelen forbliver endnu længere på øjets overflade og giver dermed ekstra langvarig lindring.

Sterile engangspipetter, uden konserveringsmiddel.

Geldråberne giver langvarig symptomlindring både dag og nat.

Slører kun kortvarigt.



- Langvarig symptomlindring både dag og nat.
- Tag kontaktlinserne ud inden drypning med Thealoz Duo Gel, vent mindst 30 minutter inden du sætter dem i.
- Uden fosfater og konserveringsmiddel.
- Thealoz Duo Gel er hypoton og pH-neutral.
- Pakken indeholder 30 stk pipetter. En pipette rækker til begge øjne.

Dosering: 1 dråbe i hvert øje til natten og om morgenen, eller 2 - 4 gange dagligt.



For yderligere information: thealozduo.dk

Ingredienser: Trehalose 3%, hyaluronsyre 0,15%, carbomer 0,25% (Carbopol 947P), sorbitol, natriumhydroxid, vand til injektionsvæsker.



Théa Nordic, Hovedgaden 55A, 2970 Hørsholm. www.thea-nordic.dk, info@theapharma.com